

# ihle®

Made in Germany.




**Ihle Strumpf GmbH**  
Gewerbepark Heinzebank  
Reuterweg 1  
09429 Wolkenstein

Téléphone: +49 (0) 37369 84690  
Fax: +49 (0) 37369 846919  
Email: [info@ihle-strumpf.de](mailto:info@ihle-strumpf.de)  
Commande: [bestellung@ihle-strumpf.de](mailto:bestellung@ihle-strumpf.de)  
**[www.ihle-strumpf.de](http://www.ihle-strumpf.de)**



Certifié à  
DIN ISO 9001:2015

# Ihle Strumpf GmbH



## *Spécialiste de la bonneterie médicale*

*ihle® fabrique des bas et des textiles destinés à des applications orthopédiques. Tous les produits ihle® sont le fruit de plusieurs années de développement, de raffinement technique et de travail de précision. Ce n'est que lorsque l'article de bonneterie répond aux exigences du patient qu'il quitte notre établissement.*

## *Service ihle®: des produits toujours disponibles en réassort*

*Grâce à la taille de l'entreprise, aux circuits courts de la fabrication à la distribution directe, nous pouvons réagir rapidement et de manière flexible, que ce soit à la dynamique du marché, aux souhaits des clients ou aux innovations techniques. ihle® offre une gamme de produits extrêmement large. Environ 3.000 articles sont disponibles immédiatement et toujours en stock.*



## Prothétique & orthétique

### **Textiles médicaux pour les parties sensibles du corps**

**ihle®** fabrique des tissus tricotés dont l'ajustement, la fonction et la qualité conviennent à toutes les applications orthopédiques. Nos produits améliorent le confort de port, augmentent l'efficacité du traitement et l'acceptation des aides orthopédiques. Ils sont immédiatement disponibles en stock et peuvent être commandés à titre individuel.


### **Sans points de pression**

Que ce soit après une amputation ou pendant la rééducation, chaque fois qu'une prothèse ou une orthèse est prescrite, il s'agit de se remettre sur pied. Chez **ihle®**, nous partageons l'objectif de permettre à vos patients d'être actifs en restant mobiles et en évitant autant que possible les douleurs. Pour cela, nous donnons le meilleur de nous-mêmes : des matériaux doux pour la peau, des fils de qualité supérieure et un grand savoir-faire textile.

Parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, nous sommes heureux de recevoir toute remarque qui nous sera utile, qu'elle provienne de la technique orthopédique ou de la rééducation.


# Vue d'ensemble du produit – Prothétique & orthétique

*bonnet couvre-moignon tibial*




S. 7-10

*bonnet couvre-moignon tibial  
pour systèmes d'attache distale*



S. 11-13

*bonnet couvre moignon fémoral*




S. 14-15

*bonnet couvre-moignon fémoral  
pour systèmes d'attache distale*




S. 16-17

*bonnet couvre-moignon  
pour bras d'enfant*




S. 18

*gaine tubulaire laminée, jersey tubulaire,  
longueur textile*



S. 19-22

*orthèses en matériaux textiles*



S. 23-28

## Artikel-Nr.: 22 000



### bonnet couvre-moignon tibial en nylon, pièce

sans couture, très résistant,  
protection cutanée, hydrophobe, application directement sur le moignon

90 % nylon, 10 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



## Artikel-Nr.: 22 015



### bonnet couvre-moignon tibial en fibre d'argent, pièce

sans couture,

50 % nylon, 43 % nylon argenté, 7 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



## Artikel-Nr.: 23 000



### bonnet couvre-moignon tibial en coton plaqué, pièce

sans couture,

protection cutanée, deux couches de nylon et de coton pour une meilleure évacuation de la transpiration, application directement sur le moignon

50 % coton, 40 % nylon, 10 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



## Artikel-Nr.: 24 000



### bonnet couvre-moignon tibial en coton plaqué, pièce

sans couture,

protection cutanée, deux couches de nylon et de coton pour une meilleure évacuation de la transpiration, application directement sur le moignon

60 % coton, 30 % nylon, 10 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



## Artikel-Nr.: 24 001



### **bonnet couvre-moignon tibial classique en coton, pièce**

sans couture,  
protection cutanée, hydrophile, application directement sur le moignon

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 24 003



### **bonnet couvre-moignon tibial classique en laine, pièce**

protection cutanée, très bonne régulation de la chaleur et de la transpiration,  
compensation du volume dans la tige, application directement sur le moignon

70 % laine vierge, 30 % nylon  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



021  
naturel



## Artikel-Nr.: 24 011



### **bonnet couvre-moignon tibial en coton, pièce**

sans couture,  
protection cutanée, hydrophile, application directement sur le moignon

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 25 000



### **bonnet couvre-moignon tibial en tissu-éponge, pièce**

sans couture,  
protection cutanée, hydrophile, compensation du volume dans la tige, application  
directement sur le moignon

85 % coton, 15 % nylon  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 25 100



### bonnet couvre-moignon tibial en tissu-éponge, pièce

sans couture,  
protection cutanée, hydrophile, compensation du volume dans la tige, application directement sur le moignon

85 % coton, 15 % nylon  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



## Artikel-Nr.: 25 103



### bonnet couvre-moignon tibial en tissu-éponge et laine vierge, pièce

sans couture,  
protection cutanée, très bonne régulation de la chaleur et de la transpiration, compensation du volume dans la tige, application directement sur le moignon

70 % laine vierge, 30 % nylon  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



## Artikel-Nr.: 25 200



### bonnet couvre-moignon tibial avec compensation de volume en tissu-éponge et tissu fin, pièce

sans couture, proximal large / distal étroit  
protection cutanée, hydrophile, compensation partielle du volume dans la tige, application directement sur le moignon

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 30, 35, 40, 45



## Artikel-Nr.: 25 300



### bonnet couvre-moignon tibial avec compensation de volume en tissu-éponge et tissu fin, pièce

sans couture, proximal étroit / distal large  
protection cutanée, hydrophile, compensation partielle du volume dans la tige, application directement sur le moignon

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 30, 35, 40, 45



## Artikel-Nr.: 25 400



### **bonnet couvre-moignon tibial en coton et micro-peluche, pièce**

sans couture,  
protection cutanée, hydrophile, très grande élasticité, convient pour les moignons  
fortement coniques ou déformés, application directement sur le moignon

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 25, 35, 45, 60



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 29 000



### **bonnet couvre-moignon tibial en coton pour genou désarticulé, pièce**

sans couture,  
protection cutanée, hydrophile, application directement sur le moignon

100 % coton  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



021  
naturel



## Artikel-Nr.: 29 100



### **bonnet couvre-moignon tibial souple en coton, pièce**

sans couture,  
protection cutanée, hydrophile, très grande élasticité, convient pour les moignons  
fortement coniques ou déformés, application directement sur le moignon

65 % coton, 29 % nylon, 6 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 30, 40, 50, 60



021  
naturel



## Artikel-Nr.: 22 050



### bonnet couvre-moignon tibial en nylon avec trou en silicone, pièce

sans couture, avec trou en silicone résistant  
housse de protection pour liner, hydrophobe, application sur le liner, avec trou en silicone forme une ouverture stable pour le pin, réduit les bruits

90 % nylon, 10 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



## Artikel-Nr.: 24 051



### bonnet couvre-moignon tibial en nylon avec trou en silicone, pièce

sans couture,  
housse de protection pour liner, hydrophile, application sur le liner, avec trou en silicone forme une ouverture stable pour le pin, réduit les bruits

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



## Artikel-Nr.: 24 061



### bonnet couvre-moignon tibial en nylon avec trou en silicone, pièce

sans couture,  
housse de protection pour liner, hydrophile, application sur le liner, avec trou en silicone forme une ouverture stable pour le pin, réduit les bruits

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



## Artikel-Nr.: 25 050



### bonnet couvre-moignon tibial en tissu-éponge avec trou en silicone, pièce

sans couture,  
housse de protection pour liner, hydrophile, compensation du volume dans la tige, application sur le liner, avec trou en silicone forme une ouverture stable pour le pin, réduit les bruits

85 % coton, 15 % nylon  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



## Artikel-Nr.: 25 150



### bonnet couvre-moignon tibial en tissu-éponge avec trou en silicone, pièce

sans couture,  
housse de protection pour liner, hydrophile, compensation du volume dans la tige,  
application sur le liner, avec trou en silicone forme une ouverture stable pour le pin,  
réduit les bruits

85 % coton, 15 % nylon  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 25 250



### bonnet couvre-moignon tibial avec compensation de volume en tissu-éponge et tissu fin, pièce

sans couture, proximal large / distal étroit  
protection cutanée, hydrophile, compensation partielle du volume dans la tige,  
application directement sur le moignon, avec trou en silicone forme une ouverture  
stable pour le pin, réduit les bruits

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 30, 35, 40, 45



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 25 350



### bonnet couvre-moignon tibial avec compensation de volume en tissu-éponge et tissu fin, pièce

sans couture, proximal étroit / distal large  
protection cutanée, hydrophile, compensation partielle du volume dans la tige,  
application directement sur le moignon, avec trou en silicone forme une ouverture  
stable pour le pin, réduit les bruits

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 30, 35, 40, 45



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 26 050



### bonnet couvre-moignon tibial en coton avec trou en silicone, pièce

sans couture,  
housse de protection pour liner, hydrophile, application sur le liner, avec trou en  
silicone forme une ouverture stable pour le pin, réduit les bruits

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



021  
naturel



## Artikel-Nr.: 26 052



### bonnet couvre-moignon tibial en coton avec trou en silicone, pièce

sans couture,  
housse de protection pour liner, hydrophile, application sur le liner, avec trou en  
silicone forme une ouverture stable pour le pin, réduit les bruits

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 29 050



### bonnet couvre-moignon tibial en coton pour genou désarticulé avec trou en silicone, pièce

sans couture,  
housse de protection pour liner, hydrophile, application sur le liner, avec trou en  
silicone forme une ouverture stable pour le pin, réduit les bruits

100 % coton  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60



021  
naturel



## Artikel-Nr.: 22 500



### bonnet couvre-moignon fémoral en nylon, pièce

couture plate, forme conique  
protection cutanée, hydrophobe, application directement sur le moignon

90 % nylon, 10 % élasthanne  

longueur en cm: 30, 35, 40, 45



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 22 515



### bonnet couvre-moignon fémoral en fibre d'argent, pièce

couture plate, forme conique

50 % nylon, 43 % nylon argenté, 7 % élasthanne  

longueur en cm: 30, 35, 40, 45



013  
argent




## Artikel-Nr.: 24 501



### bonnet couvre-moignon fémoral en coton, pièce

couture plate, forme conique  
housse de protection pour liner, hydrophile, application directement sur le moignon

80 % coton, 20 % nylon  

longueur en cm: 30, 35, 40, 45



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 25 500



### bonnet couvre-moignon fémoral en tissu-éponge, pièce

couture plate, forme conique  
protection cutanée, hydrophile, compensation du volume dans la tige, application directement sur le moignon

85 % coton, 15 % nylon  

longueur en cm: 30, 35, 40, 45



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 25 503



### **bonnet couvre-moignon fémoral en tissu-éponge et laine, pièce**

*couture plate, forme conique  
protection cutanée, très bonne régulation de la chaleur et de la transpiration,  
compensation du volume dans la tige, application directement sur le moignon*

**70 % laine vierge, 30 % nylon**  

**longueur en cm: 30, 35, 40, 45**



021  
naturel




## Artikel-Nr.: 25 600



### **bonnet couvre-moignon fémoral sans couture en coton qualité épaisse, pièce**

*sans couture,  
protection cutanée, hydrophile, grande élasticité, compensation du volume dans la  
tige, application directement sur le moignon*

**85 % coton, 15 % nylon**  

**longueur en cm: 30, 35, 40, 45**



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 26 500



### **bonnet couvre-moignon fémoral en coton naturel, pièce**

*couture plate, forme conique  
housse de protection pour liner, hydrophile, application sur le liner*

**80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne**   

**longueur en cm: 30, 35, 40, 45**



021  
naturel



## Artikel-Nr.: 22 550



### bonnet couvre-moignon fémoral en nylon avec trou en silicone, pièce

couture plate, forme conique  
housse de protection pour liner, hydrophobe, application sur le liner, avec trou en silicone forme une ouverture stable pour le pin, réduit les bruits

90 % nylon, 10 % élasthanne  

longueur en cm: 30, 35, 40, 45





## Artikel-Nr.: 24 551



### bonnet couvre-moignon fémoral en coton avec trou en silicone, pièce

couture plate, forme conique  
housse de protection pour liner, hydrophile, application sur le liner, avec trou en silicone forme une ouverture stable pour le pin, réduit les bruits

80 % coton, 20 % nylon  

longueur en cm: 30, 35, 40, 45



## Artikel-Nr.: 25 550



### bonnet couvre-moignon fémoral en coton et tissu-éponge avec trou en silicone, pièce

couture plate, forme conique  
housse de protection pour liner, hydrophile, compensation du volume dans la tige, application sur le liner, avec trou en silicone forme une ouverture stable pour le pin, réduit les bruits

85 % coton, 15 % nylon  

longueur en cm: 30, 35, 40, 45



## Artikel-Nr.: 25 650



### bonnet couvre-moignon fémoral sans couture en coton qualité épaisse avec trou en silicone, pièce

sans couture,  
protection cutanée, hydrophile, grande élasticité, compensation du volume dans la tige, application directement sur le moignon, avec trou en silicone forme une ouverture stable pour le pin, réduit les bruits

85 % coton, 15 % nylon  

longueur en cm: 30, 35, 40, 45



**Artikel-Nr.: 26 550**



**bonnet couvre-moignon fémoral coton naturel avec trou en silicone, pièce**

*couture plate, forme conique  
housse de protection pour liner, hydrophile, application sur le liner, avec trou en silicone forme une ouverture stable pour le pin, réduit les bruits*

**80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne**  

**longueur en cm: 30, 35, 40, 45**



021  
naturel



# bonnet couvre-moignon pour bras d'enfant

exemple article-numéro:  
**22 000 011 30**  
éditorial coloris vêtement

## Artikel-Nr.: 22 005



### **bonnet couvre-moignon en nylon pour bras d'enfant, pièce**

sans couture, sehr résistant, modèle étroit  
protection cutanée, hydrophobe, application directement sur le moignon

90 % nylon, 10 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

  
011  
blanc



## Artikel-Nr.: 24 005



### **bonnet couvre-moignon en coton plaqué pour bras d'enfant, pièce**

sans couture, modèle étroit  
protection cutanée, deux couches de nylon et de coton pour une meilleure évacuation de la transpiration, application directement sur le moignon

60 % coton, 30 % nylon, 10 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

  
021  
naturel



## Artikel-Nr.: 25 005



### **bonnet couvre-moignon en coton et tissu-éponge pour bras d'enfant, pièce**

sans couture, modèle étroit  
protection cutanée, hydrophile, compensation du volume dans la tige, application directement sur le moignon

85 % coton, 12 % nylon, 3 % élasthanne  

longueur en cm: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

  
011  
blanc



## Artikel-Nr.: 21 001



### Gaine tubulaire laminée fine, rouleau

micromesh,  
réduit la tendance de l'ouverture des mailles lors de la finition, finition lisse lors du laminage, réduit l'adhérence lors du thermoformage

100 % nylon

largeur en cm: 6



011  
blanc



001  
noir



## Artikel-Nr.: 21 002



### jersey tubulaire en coton, kilo

résistant, ouate,  
utilisation polyvalente,

100 % coton

largeur en cm: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 60



021  
naturel



## Artikel-Nr.: 21 010



### Gaine thermoformée avec finition cousue, Pack de 10

micromesh,  
réduit la tendance de l'ouverture des mailles lors de la finition, finition lisse lors du laminage, réduit l'adhérence lors du thermoformage

100 % nylon

longueur en cm: 50



011  
blanc



001  
noir



## Artikel-Nr.: 21 011



### Gaine thermoformée avec finition ouverte, Pack de 10

micromesh,  
réduit la tendance de l'ouverture des mailles lors de la finition, finition lisse lors du laminage, réduit l'adhérence lors du thermoformage

100 % nylon

longueur en cm: 110



011  
blanc



001  
noir



## Artikel-Nr.: 21 020

### Gaine thermoformée avec finition cousue, Pack de 100



micromesh,  
réduit la tendance de l'ouverture des mailles lors de la finition, finition lisse lors du laminage, réduit l'adhérence lors du thermoformage

100 % nylon

longueur en cm: 50



## Artikel-Nr.: 21 021

### Gaine thermoformée avec finition ouverte, Pack de 100



micromesh,  
réduit la tendance de l'ouverture des mailles lors de la finition, finition lisse lors du laminage, réduit l'adhérence lors du thermoformage

100 % nylon

longueur en cm: 110



## Artikel-Nr.: 21 030

### Gaine thermoformée avec finition cousue, Pack de 1000



micromesh,  
réduit la tendance de l'ouverture des mailles lors de la finition, finition lisse lors du laminage, réduit l'adhérence lors du thermoformage

100 % nylon

longueur en cm: 50



## Artikel-Nr.: 21 031

### Gaine thermoformée avec finition ouverte, Pack de 1000



micromesh,  
réduit la tendance de l'ouverture des mailles lors de la finition, finition lisse lors du laminage, réduit l'adhérence lors du thermoformage

100 % nylon

longueur en cm: 110



## Artikel-Nr.: 21 100



### Gaine tubulaire laminée, kilo

micromesh,  
réduit la tendance de l'ouverture des mailles lors de la finition, finition lisse lors du laminage, réduit l'adhérence lors du thermoformage

100 % nylon

largeur en cm: 7, 12



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 50 600



### bonnet cosmétique couvre-moignon tibial, paire

zone des orteils sans couture,  
housse cosmétique sur les prothèses; réduit la tendance de l'ouverture des mailles;  
textile solide

80 % nylon, 20 % élasthanne

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001  
noir



021  
naturel



015  
morille



027  
quinine



## Artikel-Nr.: 50 650



### bonnet cosmétique couvre-moignon fémoral, paire

zone des orteils sans couture, bordure intérieure en silicone intégrée,  
housse cosmétique sur les prothèses; réduit la tendance de l'ouverture des mailles;  
textile solide

85 % nylon, 15 % élasthanne

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001  
noir



021  
naturel



015  
morille



027  
quinine



## Artikel-Nr.: 80 000



### chemise protège plâtre, pièce

résistant  
protection cutanée beim Gipsen, empêche le plâtrage des poils corporels, réduit les irritations cutanées

95 % coton, 5 % élasthanne

taille: XS, S, M, L, universel, universel pour enfants en bas âge



021  
naturel



## Artikel-Nr.: 81 000

### tenue protège plâtre ( pantalon ), pack



*résistant*  
*protection cutanée beim Gipsen, empêche le plâtrage des poils corporels, réduit les irritations cutanées*

100 % coton

taille: XS, S, M, L



## Artikel-Nr.: 82 000

### tenue protège plâtre pour hanche désarticulée, pack



*résistant*  
*protection cutanée beim Gipsen, empêche le plâtrage des poils corporels, réduit les irritations cutanées*

100 % coton

taille: XS, S, M, L



## Artikel-Nr.: 30 000



### manchon orthèse sans pied SENSICO™, pièce

protection cutanée, rembourrage sous les orthèses et appareils, très bonne évacuation de la transpiration

48 % coton, 32 % polyacrylique, 16 % nylon, 4 % élasthanne  

longueur en cm: 65, 80



001  
noir



## Artikel-Nr.: 30 001



### manchon orthèse avec revêtement siliconé sans pied SENSICO™, pièce

protection cutanée, rembourrage sous les orthèses et appareils, très bonne évacuation de la transpiration, pièces extérieurs avec revêtement siliconé réduisant le glissement

48 % coton, 32 % polyacrylique, 16 % nylon, 4 % élasthanne  

longueur en cm: 65, 80



001  
noir




## Artikel-Nr.: 30 101



### manchon orthèse pour l'avant bras et la main sans pouce, pièce

sans couture, protection cutanée, rembourrage sous les orthèses et appareils de la main

80 % coton, 20 % nylon  



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 30 102



### manchon orthèse pour l'avant bras et la main avec pouce, pièce

protection cutanée, rembourrage sous les orthèses et appareils de la main

80 % coton, 20 % nylon  



011  
blanc



## Artikel-Nr.: 30 103

### manchon orthèse pour l'avant bras et la main rallongée au niveau des doigts avec pouce, pièce



protection cutanée, rembourrage sous les orthèses et appareils de la main

80 % coton, 20 % nylon  



011  
blanc

## Artikel-Nr.: 30 104

### manchon orthèse pour l'avant bras et la main rallongée au niveau des doigts sans pouce, pièce



protection cutanée, rembourrage sous les orthèses et appareils de la main

80 % coton, 20 % nylon  




011  
blanc

## Artikel-Nr.: 50 300

### manchon orthèse classique en coton, pièce



zone des orteils sans couture, circonférence extensible jusqu'à 60 cm, manchon

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 100 / taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001 noir 002 marine 003 gris 004 beige 005 anthracite 011 blanc

## Artikel-Nr.: 50 340

### manchon orthèse classique en coton, pièce



zone des orteils sans couture, circonférence extensible jusqu'à 60 cm, manchon à mettre sous les orthèses ou les appareils, protection cutanée, hygiénique car régulièrement lavable, rembourrage

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 40 / taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001 noir 002 marine 003 gris 004 beige 005 anthracite 011 blanc

## Artikel-Nr.: 50 350



### manchon orthèse classique en coton, pièce

zone des orteils sans couture, circonférence extensible jusqu'à 60 cm, manchon à mettre sous les orthèses ou les appareils, protection cutanée, hygiénique car régulièrement lavable, rembourrage

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 50 / taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 50 360



### manchon orthèse classique en coton, pièce

zone des orteils sans couture, circonférence extensible jusqu'à 60 cm, manchon à mettre sous les orthèses ou les appareils, protection cutanée, hygiénique car régulièrement lavable, rembourrage

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 60 / taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50





## Artikel-Nr.: 50 370



### manchon orthèse classique en coton, pièce

zone des orteils sans couture, circonférence extensible jusqu'à 60 cm, manchon à mettre sous les orthèses ou les appareils, protection cutanée, hygiénique car régulièrement lavable, rembourrage

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 70 / taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 50 380



### manchon orthèse classique en coton, pièce

zone des orteils sans couture, circonférence extensible jusqu'à 60 cm, manchon à mettre sous les orthèses ou les appareils, protection cutanée, hygiénique car régulièrement lavable, rembourrage

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 80 / taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 50 390



### manchon orthèse classique en coton, pièce

zone des orteils sans couture, circonférence extensible jusqu'à 60 cm, manchon à mettre sous les orthèses ou les appareils, protection cutanée, hygiénique car régulièrement lavable, rembourrage

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne

longueur en cm: 90 / taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 50 400



### bas orthèse en coton 100 % peluche (micro-peluche), pièce

zone des orteils sans couture, circonférence extensible jusqu'à 60 cm, manchon à mettre sous les orthèses ou les appareils, protection cutanée, hygiénique car régulièrement lavable, rembourrage

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne

longueur en cm: 100 / taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 50 440



### bas orthèse en coton 100 % peluche (micro-peluche), pièce

zone des orteils sans couture, circonférence extensible jusqu'à 60 cm, manchon à mettre sous les orthèses ou les appareils, protection cutanée, hygiénique car régulièrement lavable, rembourrage

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne

longueur en cm: 40 / taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 50 450



### bas orthèse en coton 100 % peluche (micro-peluche), pièce

zone des orteils sans couture, circonférence extensible jusqu'à 60 cm, manchon à mettre sous les orthèses ou les appareils, protection cutanée, hygiénique car régulièrement lavable, rembourrage

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne

longueur en cm: 50 / taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 50 460



### bas orthèse en coton 100 % peluche (micro-peluche), pièce

zone des orteils sans couture, circonférence extensible jusqu'à 60 cm, manchon à mettre sous les orthèses ou les appareils, protection cutanée, hygiénique car régulièrement lavable, rembourrage

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 60 / taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 50 470



### bas orthèse en coton 100 % peluche (micro-peluche), pièce

zone des orteils sans couture, circonférence extensible jusqu'à 60 cm, manchon à mettre sous les orthèses ou les appareils, protection cutanée, hygiénique car régulièrement lavable, rembourrage

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 70 / taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50




## Artikel-Nr.: 50 480



### bas orthèse en coton 100 % peluche (micro-peluche), pièce

zone des orteils sans couture, circonférence extensible jusqu'à 60 cm, manchon à mettre sous les orthèses ou les appareils, protection cutanée, hygiénique car régulièrement lavable, rembourrage

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 80 / taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 50 490



### bas orthèse en coton 100 % peluche (micro-peluche), pièce

zone des orteils sans couture, circonférence extensible jusqu'à 60 cm, manchon à mettre sous les orthèses ou les appareils, protection cutanée, hygiénique car régulièrement lavable, rembourrage

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

longueur en cm: 90 / taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 51 120



### bas orthèse pour enfant, paire

zone des orteils sans couture, semelle en peluche, tige en tricot classique modèle étroit,

bas pour enfant à mettre sous les orthèses ou les appareils, protection cutanée, hygiénique car régulièrement lavable, rembourrage

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

taille: 18-20, 21-23, 24-26, 27-30, 31-34, 35-38



002  
marine



041  
bleu roi



044  
rose



011  
blanc





## Sous-vêtements

### **Confort de port sur mesure**

*Scoliose ou désarticulation de la hanche : Quel que soit le type d'appareillage orthopédique envisagé, une grande partie des patients n'ont pas de sous-vêtements adaptés et intelligents.*

*Aussi complexe que soit la maladie, la sensation de port a souvent un effet positif sur l'acceptation de la condition de vie. Grâce à son expertise, **ihle**® fabrique des sous-vêtements pour corsets correcteurs ou prothèses de hanche :*

- *des maillots de corset en tricot sans couture, qui sont parfaitement ajustés, respirants et indéformables.*
- *des culottes qui protègent les cicatrices de l'opération et qui s'adaptent bien à la jambe saine.*


### **Tricot bien-être pour les jeunes et les moins jeunes**

*Pour que vos patients se sentent bien : les produits **ihle**® fonctionnent comme une seconde peau. Ils sont résistants, élastiques et régulent la température. Il est évident qu'ils sont sans coutures, lavables jusqu'à 60 degrés et qu'ils conservent leur forme.*

# *Vue d'ensemble du produit – Sous-vêtements*

*sous-vêtements*


---



S. 31-33

*HipEx Shorts*

---



S. 34



## Artikel-Nr.: 83 000



### maillot extra long pour corset avec manche, pièce

sans coutures latérales  
 maillot à mettre sous les corsets ou les appareils, protection cutanée, hygiénique  
 car régulièrement lavable, couverture étendue

96 % coton, 4 % élasthanne   

taille: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



## Artikel-Nr.: 83 050



### maillot Aktiv extra long pour corset avec manche, pièce

sans coutures latérales  
 maillot à mettre sous les corsets ou les appareils, protection cutanée, hygiénique  
 car régulièrement lavable, couverture étendue

97 % polyester, 3 % élasthanne   

taille: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



## Artikel-Nr.: 83 007



### débardeur extra long pour corset avec bretelles larges, pièce anti-auréole et encolure en V arrondie, pièce

sans coutures latérales  
 débardeur à mettre sous les corsets ou les appareils, protection cutanée,  
 hygiénique car régulièrement lavable, encolure dégagée, bretelles pour une faible  
 visibilité du débardeur

96 % coton, 4 % élasthanne   

taille: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



## Artikel-Nr.: 83 057



### débardeur Aktiv extra long pour corset avec bretelles larges, pièce anti-auréole et encolure en V arrondie, pièce

sans coutures latérales  
 débardeur à mettre sous les corsets ou les appareils, protection cutanée,  
 hygiénique car régulièrement lavable, encolure dégagée, bretelles pour une faible  
 visibilité du débardeur

97 % polyester, 3 % élasthanne   

taille: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



## Artikel-Nr.: 83 009



### maillot extra long pour corset avec manche et encolure en V arrondie, pièce



sans coutures latérales  
 maillot à mettre sous les corsets ou les appareils, protection cutanée, hygiénique  
 car régulièrement lavable, couverture étendue, encolure dégagée

96 % coton, 4 % élasthanne

taille: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



## Artikel-Nr.: 83 059



### maillot Aktivextra long pour corset avec manche et encolure en V arrondie, pièce



sans coutures latérales  
 maillot à mettre sous les corsets ou les appareils, protection cutanée, hygiénique  
 car régulièrement lavable, couverture étendue, encolure dégagée

97 % polyester, 3 % élasthanne

taille: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



## Artikel-Nr.: 83 010



### débardeur extra long pour corset avec bretelles spaghetti et pièce anti-auréole, pièce



sans coutures latérales  
 débardeur à mettre sous les corsets ou les appareils, protection cutanée,  
 hygiénique car régulièrement lavable, encolure dégagée, bretelles spaghetti pour  
 une très faible visibilité du débardeur

96 % coton, 4 % élasthanne

taille: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



## Artikel-Nr.: 83 060



### débardeur Aktiv extra long pour corset avec bretelles spaghetti et pièce anti-auréole, pièce



sans coutures latérales  
 débardeur à mettre sous les corsets ou les appareils, protection cutanée,  
 hygiénique car régulièrement lavable, encolure dégagée, bretelles spaghetti pour  
 une très faible visibilité du débardeur

97 % polyester, 3 % élasthanne

taille: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



## Artikel-Nr.: 83 100



### maillot extra long pour corset sans manche, pièce

sans coutures latérales  
 maillot à mettre sous les corsets ou les appareils, protection cutanée, hygiénique  
 car régulièrement lavable, sans manche

96 % coton, 4 % élasthanne   

taille: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



## Artikel-Nr.: 83 150



### maillot Aktiv extra long pour corset sans manche, pièce

sans coutures latérales  
 maillot à mettre sous les corsets ou les appareils, protection cutanée, hygiénique  
 car régulièrement lavable, sans manche

97 % polyester, 3 % élasthanne   

taille: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



## Artikel-Nr.: 84 000



### justaucorps avec manche, pièce

sans coutures latérales  
 justaucorps à mettre sous les corsets ou les appareils, protection cutanée,  
 hygiénique car régulièrement lavable, fermeture à boutonpression pour une  
 ouverture facile de la zone de l'entre-jambe

96 % coton, 4 % élasthanne   

taille: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



## Artikel-Nr.: 84 050



### justaucorps Aktiv avec manche, pièce

sans coutures latérales  
 justaucorps à mettre sous les corsets ou les appareils, protection cutanée,  
 hygiénique car régulièrement lavable, fermeture à boutonpression pour une  
 ouverture facile de la zone de l'entre-jambe

97 % polyester, 3 % élasthanne   

taille: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



## Artikel-Nr.: 86 004



## HipEx Shorts unisexe, Stück

pour gauche et droite, modèle avec peu de coutures  
Sous-vêtement pour désarticulation de la hanche à gauche ou à droite avec des coutures plates pour éviter les points de pression

96 % coton, 4 % élasthanne   

taille: S, M, L, XL

  
011  
blanc





## Diabète & pied à problème

### **Agréable comme une seconde peau**


Le bien-être à chaque pas : les bas pour diabétiques **ihle**<sup>®</sup> ont été spécialement conçus comme «dessous» des chaussures orthopédiques. Le tricot médical assure un ajustement optimal et agréable ainsi qu'une liberté suffisante pour les orteils. Des matériaux sélectionnés et une ceinture spécialement conçue préviennent les inflammations, les points de pression et les blessures.

Confort et protection disponibles en plusieurs couleurs

Il est de plus en plus courant de porter des chaussures modernes qui répondent à la fonctionnalité orthopédique tout en ayant un bel aspect. Grâce au tricotage sophistiqué et au choix des matériaux, le sang peut circuler librement dans le pied et la jambe. En effet, les bas pour diabétiques **ihle**<sup>®</sup> n'ont pas de couture pressante ni d'autres parties contraignantes. Nos produits sont disponibles dans un choix de couleurs particulièrement large, dans différentes coupes (de la coupe étroite au lymphœdème) et également sous forme de chaussettes pour les amputés de l'avant-pied (Chopart et Lisfranc).

# Vue d'ensemble du produit – Diabète & pied à problème

*chaussettes classiques*




S. 37-41

*chaussettes de confort*




S. 42-43

*bas de contention*



S. 44

*chaussettes hallux valgus*



S. 44

*chaussettes pour amputation  
de Chopart et Lisfranc*



S. 45-48

## Artikel-Nr.: 40 000



### chaussette classique pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique  
chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 002



### chaussette en fibre d'argent pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique, contient de l'argent pur  
chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

70 % coton, 15 % nylon, 13 % nylon argenté, 2 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 011



### socquette extra fine pour femme diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille fine, modèle étroit  
chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

48 % nylon, 47 % coton, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46




## Artikel-Nr.: 40 012



### chaussette côtelée pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique  
chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 013



### chaussette en laine pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique, fil de laine vierge  
 chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

80 % laine vierge, 15 % nylon, 5 % élasthanne

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 015



### chaussette en fibre d'argent extra fine pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille fine, modèle étroit, contient de l'argent pur  
 chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

50 % nylon, 43 % nylon argenté, 7 % élasthanne

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 031



### socquette extra fine et extra large pour femme diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille fine, modèle étroit, circonférence extensible jusqu'à 60 cm

chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

48 % nylon, 47 % coton, 5 % élasthanne

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 033



### chaussette côtelée extra large pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique, circonférence extensible jusqu'à 5 cm

chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

75 % coton, 25 % nylon

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 100



### chaussette haute/mi-bas classique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique

chaussette haute/mi-bas neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 102



### chaussette haute/mi-bas en fibre d'argent, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique, contient de l'argent pur

chaussette haute/mi-bas neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

70 % coton, 15 % nylon, 13 % nylon argenté, 2 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 111



### Mi-bas extra fin pour femme diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille fine, modèle étroit

chaussette haute/mi-bas neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

48 % nylon, 47 % coton, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46





## Artikel-Nr.: 40 112



### chaussette haute/mi-bas côtelé pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique

chaussette haute/mi-bas neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 113



### chaussette haute/mi-bas en laine pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique, fil de laine vierge  
chaussette haute/mi-bas neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

80 % laine vierge, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 115



### chaussette haute/mi-bas en fibre d'argent extra-fin pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille fine, modèle étroit, contient de l'argent pur  
chaussette haute/mi-bas neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

50 % nylon, 43 % nylon argenté, 7 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 133



### chaussette haute/mi-bas côtelé extra large pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique, circonférence extensible jusqu'à 5 cm

chaussette haute/mi-bas neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

75 % coton, 25 % nylon  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50




## Artikel-Nr.: 44 000




### chaussette classique pour enfant diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique, modèle étroit  
chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

taille: 18-20, 21-23, 24-26, 27-30, 31-34



Artikel-Nr.: 71 000



## chaussette classique SENSICO® pour personne diabétique, paire

nahtfreier Zehenbereich, Umhängerand, ohne Gummi, für Diabetiker geeignet, reduziert Schweißbildung auf Haut,

chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique,

48 % coton, 32 % polyacrylique, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001  
noir



002  
marine



004  
beige



005  
anthracite



011  
blanc



021  
naturel



## Artikel-Nr.: 40 020



### chaussette 50 % peluche pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, semelle en peluche, tige en tricot classique  
chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 040



### chaussette 100 % peluche pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, 1 % peluche  
chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 050



### chaussette extra large micro-peluche pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, 1 % peluche, circonférence extensible jusqu'à 60 cm  
chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 120



### chaussette haute/mi-bas 50 % peluche pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, semelle en peluche, tige en tricot classique  
chaussette haute/mi-bas neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 40 140



### chaussette haute/mi-bas 100 % peluche pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, 1 % peluche  
 chaussette haute/mi-bas neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 71 020



### chaussette SENSICO® 50 % peluche pour personne diabétique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, réduit la transpiration sur la peau,  
 chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, utilisation avec des chaussures adaptées pour personne diabétique,

48 % coton, 32 % polyacrylique, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



# bas de contention / chaussettes hallux valgus

exemple article-numéro:  
**40 000 001 13**  
éditorial / coloris / vêtement

vêtement: 12 (35-38)  
13 (39-42)  
14 (43-46)  
15 (47-50)

## Artikel-Nr.: 10 101



### bas de voyage et de contention en coton, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, adaptées pour personne diabétique, léger effet de maintien

75 % coton, 15 % nylon, 10 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 10 103



### bas de voyage et de contention en laine vierge, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, adaptées pour personne diabétique, léger effet de maintien

75 % laine vierge, 15 % nylon, 10 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 55 000




### chaussette hallux valgus, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique,

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 41 000



### chaussette côtelée pour amputation de chopart/lisfranc en laine vierge, pièce

zone des orteils sans couture, avec bord côte, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille classique, fil de laine vierge  
chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, soins spécifiques et adaptés en cas d'amputation de Chopart ou de Lisfranc

80 % laine vierge, 20 % nylon  

partie restante du pied en cm/taille: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 43 000



### chaussette classique pour amputation de chopart/lisfranc, pièce

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique, zone du pied raccourcie  
chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, soins spécifiques et adaptés en cas d'amputation de Chopart ou de Lisfranc

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

partie restante du pied en cm/taille: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 43 002



### chaussette en fibre d'argent pour amputation de chopart/lisfranc, pièce

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique, contient de l'argent pur, zone du pied raccourcie  
chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, soins spécifiques et adaptés en cas d'amputation de Chopart ou de Lisfranc

70 % coton, 15 % nylon, 13 % nylon argenté, 2 % élasthanne  

partie restante du pied en cm/taille: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



# chaussettes pour amputation de Chopart et Lisfranc

exemple article-numéro:  
**40 000 001 13**  
éditorial / coloris / vêtement

vêtement: 12 (35-38)  
13 (39-42)  
14 (43-46)  
15 (47-50)

Artikel-Nr.: 43 020



## chaussette 50 % peluche pour amputation de chopart/lisfranc, pièce

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, semelle en peluche, tige en tricot classique, zone du pied raccourcie

chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, soins spécifiques et adaptés en cas d'amputation de Chopart ou de Lisfranc

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

partie restante du pied en cm/taille: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50





Artikel-Nr.: 43 040



## chaussette 100 % peluche pour amputation de chopart/lisfranc, pièce

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, 1 % peluche, zone du pied raccourcie

chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, soins spécifiques et adaptés en cas d'amputation de Chopart ou de Lisfranc

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

partie restante du pied en cm/taille: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



Artikel-Nr.: 43 100



## chaussette haute/mi-bas classique pour amputation de chopart/lisfranc, pièce

zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique, zone du pied raccourcie

chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, soins spécifiques et adaptés en cas d'amputation de Chopart ou de Lisfranc

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

partie restante du pied en cm/taille: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 43 102



### chaussette haute/mi-bas en fibre d'argent pour amputation de chopart/lisfranc, pièce



zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, maille/épaisseur classique, contient de l'argent pur, zone du pied raccourcie

chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, soins spécifiques et adaptés en cas d'amputation de Chopart ou de Lisfranc

70 % coton, 15 % nylon, 13 % nylon argenté, 2 % élasthanne

partie restante du pied en cm/taille: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 43 120



### chaussette haute/mi-bas 50 % peluche pour amputation de chopart/lisfranc, pièce



zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, semelle en peluche, tige en tricot classique, zone du pied raccourcie

chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, soins spécifiques et adaptés en cas d'amputation de Chopart ou de Lisfranc

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne

partie restante du pied en cm/taille: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 43 140



### chaussette haute/mi-bas côtelée pour amputation de chopart/lisfranc, pièce



zone des orteils sans couture, avec bord côte retourné, sans élastique, adaptées pour personne diabétique, 1 % peluche, zone du pied raccourcie

chaussette neutre en cas de syndrome du pied diabétique ou pour les pieds sensibles, soins spécifiques et adaptés en cas d'amputation de Chopart ou de Lisfranc

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne

partie restante du pied en cm/taille: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



# chaussettes pour amputation de Chopart et Lisfranc

exemple article-numéro:  
**40 000 001 13**  
éditorial    coloris    vêtement

vêtement: 12 (35-38)  
13 (39-42)  
14 (43-46)  
15 (47-50)





## Chaussette ilo®

### **Se déplacer facilement à pied**

Les bas et chaussettes fonctionnels sont devenus indispensables pour le travail et le sport. Elles sont des compagnons de route fiables, marquent des points grâce à des matériaux intelligents et régulent la température du pied. À partir du potentiel des bas pour diabétiques, **ihle®** fabrique des bas adaptés à la vie quotidienne, qui supportent quasiment tout et restent en place de manière exemplaire grâce au bord côte.

### **Une température agréable en toute saison**

Les pieds froids sont absolument interdits : l'alpaka et la laine vierge promettent le bien-être jusqu'au bout des orteils.

Tous les produits «Chaussette ilo®» s'adaptent facilement au pied, ne le serrent pas et régulent l'humidité. Qu'elles soient portées dans des bottes de randonnée, des chaussures de course ou des chaussures à lacets. Sentez la différence!

# Vue d'ensemble du produit – Chaussette ilo®

*chaussettes classiques*




S. 51-52

*chaussettes de confort*



S. 53

*chaussettes de sport*



S. 54-55

*chaussettes rembourrées et chaussettes de lit*





S. 56

## Artikel-Nr.: 50 000



### chaussette classique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, maille/épaisseur classique,

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 50 013



### chaussette en laine vierge, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, maille/épaisseur classique, fil de laine vierge

80 % laine vierge, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50





## Artikel-Nr.: 50 100



### chaussette haute/mi-bas classique, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, maille/épaisseur classique,

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 52 000



### socquette fine, paire

zone des orteils sans couture,

80 % coton, 15 % nylon, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 61 000



### chaussette en coton, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, fil de coton

98 % coton, 2 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 70 000



### chaussette classique SENSICO®, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, réduit la transpiration sur la peau,

60 % coton, 20 % nylon, 15% lyocell, 5 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 50 020



### chaussette 50 % peluche, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, semelle en peluche, tige en tricot classique

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 50 040



### chaussette 100 % peluche, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, 1 % peluche

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50





## Artikel-Nr.: 50 120



### chaussette haute/mi-bas 50 % peluche, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, semelle en peluche, tige en tricot classique

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 50 140



### chaussette haute/mi-bas 100 % peluche, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, 1 % peluche

90 % coton, 8 % nylon, 2 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 70 020



### chaussette SENSICO® 50 % peluche, paire

zone des orteils sans couture, avec bord côte, réduit la transpiration sur la peau,

60 % coton, 20 % nylon, 15% lyocell, 5 % élasthanne

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 70 021



### chaussette de loisirs 50 % peluche, paire

zone des orteils sans couture, réduit la transpiration sur la peau,

48% coton, 32 % polyacrylique, 15 % nylon, 5 % élasthanne

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 70 021




### chaussette de loisirs 50 % peluche, paire

zone des orteils sans couture,

48% coton, 32 % polyacrylique, 15 % nylon, 5 % élasthanne

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 70 022



### chaussette de loisirs Ihle SENSICO® 50 % peluche, paire

zone des orteils sans couture, réduit la transpiration sur la peau,



60 % coton, 20 % nylon, 15% lyocell, 5 % élasthanne

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 70 025





**socquette de loisirs SENSICO® 50 % peluche**, paire  
zone des orteils sans couture, réduit la transpiration sur la peau,  
60 % coton, 20 % nylon, 15% lyocell, 5 % élasthanne    
taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



## Artikel-Nr.: 73 025



**chaussette de fonction SENSICO®**, paire  
zone des orteils sans couture, avec bord côte, réduit la transpiration sur la peau,  
60 % coton, 20 % nylon, 15% lyocell, 5 % élasthanne    
taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



Artikel-Nr.: 06 200

**chaussette antidérapante en tissu-éponge, paire**



zone des orteils sans couture, avec bord côte,  
empêche de glisser sur les sols lisses

85 % coton, 12 % nylon, 3 % élasthanne  

taille: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001  
noir



004  
beige



011  
blanc



038  
jaune



039  
tur-  
quoise



040  
rouge



041  
bleu roi



042  
vert



043  
lilas



058  
gris foncé  
chiné



059  
gris clair  
chiné







<b>ihle</b> <sup>®</sup> Ihle Strumpf GmbH Gewerbepark Heinzebank Reuterweg 1 09429 Wolkenstein	<b>Bestellformular</b> <b>Sonderanfertigung</b> <b>FAX: (+49) 03 73 69/84 69 19</b>	<b>Maßblatt</b> <b>2</b> Prothetic/Orthetic
---	---	---

Besteller/Rechnungsanschrift:

Lieferanschrift  
(falls abweichend):

Firma

Firma

Straße

Straße

PLZ      Ort

PLZ      Ort

Ansprechpartner

Telefon-Nr.

Fax-Nr.


Kunden-Nr.

Kommission

**Qualität:** Referenz-Artikel-Nr. laut Katalog angeben: .....

**Maßblatt-Nr.:** **MB-**

**Anzahl:** .....



Sonstige Angaben:

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;">                 Ihle Strumpf GmbH                  Gewerbepark Heinzebank                  Reuterweg 1                  09429 Wolkenstein             </div>	<h2 style="margin: 0;">Bestellformular</h2> <h3 style="margin: 0;">Sonderanfertigung</h3> <p style="margin: 0;"><b>FAX: (+49) 03 73 69/84 69 19</b></p>	<h3 style="margin: 0;">Maßblatt</h3> <h1 style="margin: 0;">3</h1> <p style="margin: 0; font-size: small;">Prothetic/Orthetic</p>
--	---	---

Besteller/Rechnungsanschrift:

Lieferanschrift  
(falls abweichend):

Firma

Firma

Straße

Straße

PLZ Ort

PLZ Ort

Ansprechpartner

Telefon-Nr.

Fax-Nr.

Kunden-Nr.

Kommission


**Qualität:** Referenz-Artikel-Nr. laut Katalog angeben: .....

**Maßblatt-Nr.:** **MB-**

**Anzahl:** .....

**Armstrumpf**

rechts    links   



Sonstige Angaben: