

ihle®

Made in Germany.




Ihle Strumpf GmbH
Gewerbepark Heinzebank
Reuterweg 1
09429 Wolkenstein

Phone: +49 (0) 37369 84690
Fax: +49 (0) 37369 846919
Email: info@ihle-strumpf.de
Order: bestellung@ihle-strumpf.de
www.ihle-strumpf.de



сертифицировано в
соответствии с
DIN ISO 9001:2015

Ihle Strumpf GmbH



Специализированный производитель медицинского трикотажа

Компания **ihle**[®] производит носки, чулки и трикотаж для ортопедического применения. В основе всей нашей продукции лежат долгосрочные исследования, техническая проработанность и прецизионное изготовление. Продукт покидает нашу фабрику, только если он полностью соответствует требованиям пациентов.

Сервис **ihle**[®]: Повторный заказ на продукцию может быть размещен в любой момент

Благодаря размерам компании мы можем реагировать быстро на всех этапах – от производства до дистрибуции. Мы предлагаем гибкость, если говорить о динамике рынка, требованиях клиентов и технических инновациях. При этом **ihle**[®] имеет очень широкий ассортимент продукции, состоящий из примерно 3.000 позиций, которые всегда доступны со склада.



Протезирование и ортезирование

Медицинский текстиль для чувствительных частей тела


Компания **ihle**[®] производит трикотажные изделия, которые с точки зрения прилегания, функциональности и качества подходят для любого ортопедического применения. Наши изделия повышают комфорт при ношении, усиливают эффективность лечения и улучшают удобство использования ортопедических приспособлений. Их можно сразу же приобрести со склада и заказать по отдельности.

Без мест сдавливания

Будь то после ампутации или во время реабилитации: всякий раз, когда назначается протез или ортез, цель состоит в том, чтобы снова встать на ноги. Мы в **ihle**[®] стремимся к тому, чтобы ваши пациенты могли вновь обрести подвижность и активность, испытывая при этом как можно меньше дискомфорта. Мы делаем все возможное для достижения этой цели: используем безопасные для кожи материалы, высококачественную пряжу и большой опыт работы с текстилем. Поскольку всегда есть возможности для совершенствования, мы приветствуем любую ценную информацию в области ортопедической техники или реабилитации.

Обзор продукта – Протезирование и ортезирование

Носок на культю голени




S. 7-10

Носок на культю голени для штыревых систем

S. 11-13

Носок на культю бедра




S. 14-15

Носок на культю бедра для штыревых систем

S. 16-17

Детский носок на культю руки




S. 18

Материалы

S. 19-22

Корректирующий текстиль



S. 23-28

Носок на культю голени

Article no.: 22 000



Носок на культю голени нейлоновый, шт.

бесшовный, очень прочный, защита кожи, водоотталкивающий, надевается непосредственно на кожу культи

90 % нейлон, 10 % эластан  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 50 см



011

белый



Article no.: 22 015



Носок на культю голени с серебряным покрытием, шт.

бесшовный защита кожи, водоотталкивающий, антимикробный

50 % нейлон, 43 % нейлон с серебряным покр., 7 % эластан  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 50 см



013

серебряный



Article no.: 23 000



Носок на культю голени хлопковый платированный, шт.

бесшовный защита кожи, два слоя нейлона и хлопка для лучшего впитывания влаги, надевается непосредственно на кожу культи

50 % хлопок, 40 % нейлон, 10 % эластан  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 60 см



021

теплый



Article no.: 24 000



Носок на культю голени хлопковый платированный, шт.

бесшовный защита кожи, два слоя нейлона и хлопка для лучшего впитывания влаги, надевается непосредственно на кожу культи

60 % хлопок, 30 % нейлон, 10 % эластан  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 50 см



021

теплый



Носок на культю голени

Article no.: 24 001



Носок на культю голени хлопковый классический, шт.

бесшовный

защита кожи, впитывающий, надевается непоср. на кожу культи

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 45 см



Article no.: 24 003



Носок на культю голени с натуральной шерстью классический, шт.

бесшовный

защита кожи, очень эффективное регулирование теплообмена и впитывание влаги, регулировка объема гильзы, надевается непоср. на кожу культи

70 % натуральная шерсть, 30 % нейлон  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 45 см



Article no.: 24 011



Носок на культю голени хлопковый, шт.

бесшовный

защита кожи, впитывающий, надевается непоср. на кожу культи

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 45 см




Article no.: 25 000



Носок на культю голени хлопковый фротти (махровый), шт.

бесшовный

защита кожи, впитывающий, регулировка объема гильзы, надевается непоср. на кожу культи

85 % хлопок, 15 % нейлон  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 40 см



Носок на культю голени

Article no.: 25 100



Носок на культю голени хлопковый фротти (махровый), шт.

бесшовный
защита кожи, впитывающий, регулировка объема гильзы, надевается непосредственно на кожу культи

85 % хлопок, 15 % нейлон  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 50 см



Article no.: 25 103



Носок на культю голени фротти (махровый) с натуральной шерстью, шт.

бесшовный
защита кожи, очень эффективное регулирование теплообмена и впитывание влаги, регулировка объема гильзы, надевается непосредственно на кожу культи

70 % натуральная шерсть, 30 % нейлон  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 50 см



Article no.: 25 200



Носок на культю голени с частичной регулировкой объема, шт.

бесшовный, плотный в проксимальной части / тонкий в дистальной части
защита кожи, впитывающий, част. регулировка объема гильзы, надевается непосредственно на кожу культи, силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: до 45 см



Article no.: 25 300



Носок на культю голени с частичной регулировкой объема, шт.

бесшовный, тонкий в проксимальной части / плотный в дистальной части
защита кожи, впитывающий, част. регулировка объема гильзы, надевается непосредственно на кожу культи, силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: до 45 см



Носок на культю голени

Article no.: 25 400



Носок на культю голени хлопковый с микроплюшем, шт.

бесшовный

защита кожи, впитывающий, сильнорастяжимый, рекомендуется для конических и деформированных культей, надевается непоср. на кожу культя

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 25, 35, 45, 60

обхват: до 70 см



Article no.: 29 000



Носок на культю голени хлопковый для экзартикуляции коленного сустава, шт.

бесшовный

защита кожи, впитывающий, надевается непоср. на кожу культя

100 % хлопок  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 60 см



Article no.: 29 100



Носок на культю голени хлопковый с гибким волокном, шт.

бесшовный

защита кожи, впитывающий, сильнорастяжимый, рекомендуется для конических и деформированных культей, надевается непоср. на кожу культя

65 % хлопок, 29 % нейлон, 6 % эластан  

длина, см: 20, 30, 40, 50, 60

обхват: до 50 см



Носок на культю голени для штыревых систем

Article no.: 22 050



Носок на культю голени нейлоновый с силиконовым кольцом, шт.

бесшовный, очень прочный, защитная оболочка для чехлов, водоотталкивающий, надевается поверх чехлов, силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

90 % нейлон, 10 % эластан  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 50 см



Article no.: 24 051



Носок на культю голени хлопковый с силиконовым кольцом, шт.

бесшовный защитная оболочка для чехлов, впитывающий, надевается поверх чехлов, силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 45 см



Article no.: 24 061



Носок на культю голени хлопковый с силиконовым кольцом, шт.

бесшовный защитная оболочка для чехлов, впитывающий, надевается поверх чехлов, силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 45 см



Article no.: 25 050



Носок на культю голени хлопковый фротти (махровый) с силиконовым кольцом, шт.

бесшовный защитная оболочка для чехлов, впитывающий, регулировка объема гильзы, надевается поверх чехлов, силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

85 % хлопок, 15 % нейлон  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 40 см





Носок на культю голени для штыревых систем

Article no.: 25 150



Носок на культю голени хлопковый фротти (махровый) с силиконовым кольцом, шт.

бесшовный
защитная оболочка для чехлов, впитывающий, регулировка объема гильзы, надевается поверх чехлов, силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

85 % хлопок, 15 % нейлон  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 50 см



Article no.: 25 250



Носок на культю голени с частичной регулировкой объема, шт.

бесшовный, плотный в проксимальной части / тонкий в дистальной части
защита кожи, впитывающий, част. регулировка объема гильзы, надевается непосредственно на кожу культи, силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: до 45 см



Article no.: 25 350



Носок на культю голени с частичной регулировкой объема, шт.

бесшовный, тонкий в проксимальной части / плотный в дистальной части
защита кожи, впитывающий, част. регулировка объема гильзы, надевается непосредственно на кожу культи, силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: до 45 см



Article no.: 26 050



Носок на культю голени хлопковый с силиконовым кольцом, шт.

бесшовный
защитная оболочка для чехлов, впитывающий, надевается поверх чехлов, силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 50 см



Носок на культю голени для штыревых систем

Article no.: 26 052



Носок на культю голени хлопковый с силиконовым кольцом, шт.

бесшовный
защитная оболочка для чехлов, впитывающий, надевается поверх чехлов,
силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 50 см



Article no.: 29 050



Носок на культю голени хлопковый при экзартикуляции коленного сустава с силиконовым кольцом, шт.

бесшовный
защитная оболочка для чехлов, впитывающий, надевается поверх чехлов,
силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

100 % хлопок  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

обхват: до 50 см



Носок на культю бедра

Article no.: 22 500



Носок на культю бедра нейлоновый, шт.

плоский шов, коническая форма
защита кожи, водоотталкивающий, надевается непосредственно на кожу культи

90 % нейлон, 10 % эластан  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: прокс. до 65; дист. до 45 см



011
белый



Article no.: 22 515



Носок на культю бедра с серебряным покрытием, шт.

плоский шов, коническая форма

50 % нейлон, 43 % нейлон с серебряным покр., 7 % эластан  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: прокс. до 60; дист. до 40 см



013
сереб-
рис-
тый



Article no.: 24 501



Носок на культю бедра хлопковый, шт.

плоский шов, коническая форма
защитная оболочка для чехлов, впитывающий, надевается непосредственно на кожу культи

80 % хлопок, 20 % нейлон  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: прокс. до 65; дист. до 45 см



011
белый



Article no.: 25 500



Носок на культю бедра хлопковый фротти (махровый), шт.

плоский шов, коническая форма
защита кожи, впитывающий, регулировка объема гильзы, надевается непосредственно на кожу культи

85 % хлопок, 15 % нейлон  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: прокс. до 60; дист. до 40 см



011
белый



Носок на культю бедра

Article no.: 25 503



Носок на культю бедра фротти (махровый) с натуральной шерстью, шт.

плоский шов, коническая форма
защита кожи, очень эффективное регулирование теплообмена и впитывание влаги, регулировка объема гильзы, надевается непосредственно на кожу культю

70 % натуральная шерсть, 30 % нейлон  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: прокс. до 65; дист. до 45 см



Article no.: 25 600



Носок на культю бедра хлопковый бесшовный плотный, шт.

бесшовный
защита кожи, впитывающий, растяжимый, регулировка объема гильзы, надевается непосредственно на кожу культю

85 % хлопок, 15 % нейлон  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: до 65 см



Article no.: 26 500



Носок на культю бедра хлопковый натуральный, шт.

плоский шов, коническая форма
защитная оболочка для чехлов, впитывающий, надевается поверх чехлов

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: прокс. до 65; дист. до 40 см



Носок на культю бедра для штыревых систем

Article no.: 22 550



Носок на культю бедра нейлоновый с силиконовым кольцом, шт.

плоский шов, коническая форма
защитная оболочка для чехлов, водоотталкивающий, надевается поверх чехлов,
силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

90 % нейлон, 10 % эластан  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: прокс. до 65; дист. до 45 см



Article no.: 24 551



Носок на культю бедра хлопковый с силиконовым кольцом, шт.

плоский шов, коническая форма
защитная оболочка для чехлов, впитывающий, надевается поверх чехлов,
силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

80 % хлопок, 20 % нейлон  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: прокс. до 65; дист. до 45 см





Article no.: 25 550



Носок на культю бедра хлопковый фротти (махровый) с силиконовым кольцом, шт.

плоский шов, коническая форма
защитная оболочка для чехлов, впитывающий, регулировка объема гильзы,
надевается поверх чехлов, силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря,
шумопоглощающий

85 % хлопок, 15 % нейлон  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: прокс. до 60; дист. до 40 см




Article no.: 25 650



Носок на культю бедра хлопковый бесшовный плотный с силиконовым кольцом, шт.

бесшовный
защита кожи, впитывающий, растяжимый, регулировка объема гильзы, надевается
непоср. на кожу культю, силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря,
шумопоглощающий

85 % хлопок, 15 % нейлон  

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: до 65 см



Носок на культю бедра для штыревых систем

Article no.: 26 550



Носок на культю бедра хлопковый натуральный с силиконовым кольцом, шт.

плоский шов, коническая форма
защитная оболочка для чехлов, впитывающий, надевается поверх чехлов,
силиконовое кольцо, усиленное дист. кольцо для штыря, шумопоглощающий

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан 

длина, см: 30, 35, 40, 45

обхват: прокс. до 65; дист. до 40 см



021
телесный



Детский носок на культю руки

Article no.: 22 005



Детский носок на культю руки нейлоновый, шт.

бесшовный, очень прочный, узкий вариант
защита кожи, водоотталкивающий, надевается непоср. на кожу культи

90 % нейлон, 10 % эластан  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

обхват: до 25 см



011
белый



Article no.: 24 005



Детский носок на культю руки хлопковый платированный, шт.

бесшовный, узкий вариант
защита кожи, два слоя нейлона и хлопка для лучшего впитывания влаги,
надевается непоср. на кожу культи

60 % хлопок, 30 % нейлон, 10 % эластан  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

обхват: до 35 см



021
теп-
есный



Article no.: 25 005



Детский носок на культю руки хлопковый фротти (махровый), шт.

бесшовный, узкий вариант
защита кожи, впитывающий, регулировка объема гильзы, надевается непоср. на
кожу культи

85 % хлопок, 12 % нейлон, 3 % эластан  

длина, см: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

обхват: до 25 см



011
белый



Article no.: 21 001



Рукав ламинатный тонкий, шт.

бесшовный
снижает ступеньки при обработке, обеспечивает гладкость при ламинации,
препятствует слипанию при вакуумной формовке

100 % нейлон

ширина, см: 6

обхват: до 75 см



Article no.: 21 002



Рукав хлопковый, шт.

прочный, хлопок-сырец,
широкий спектр применения

100 % хлопок

ширина, см: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 60



Article no.: 21 010



Рукав термоформованный с закрытой манжетой, упаковка 10 шт.

микросетчатое переплетение
снижает ступеньки при обработке, обеспечивает гладкость при ламинации,
препятствует слипанию при вакуумной формовке

100 % нейлон

длина, см: 50



Article no.: 21 011



Рукав термоформованный с открытой манжетой, упаковка 10 шт.

микросетчатое переплетение
снижает ступеньки при обработке, обеспечивает гладкость при ламинации,
препятствует слипанию при вакуумной формовке

100 % нейлон

длина, см: 110



Article no.: 21 020

Рукав термоформованный с закрытой манжетой, упаковка 10 шт.

микросетчатое переплетение
снижает ступеньки при обработке, обеспечивает гладкость при ламинации,
препятствует слипанию при вакуумной формовке

100 % нейлон

длина, см: 50



011
белый



001
черный



Article no.: 21 021

Рукав термоформованный с открытой манжетой, упаковка 100 шт.

микросетчатое переплетение
снижает ступеньки при обработке, обеспечивает гладкость при ламинации,
препятствует слипанию при вакуумной формовке

100 % нейлон

длина, см: 110



011
белый



001
черный



Article no.: 21 030

Рукав термоформованный с закрытой манжетой, упаковка 1000 шт.

микросетчатое переплетение
снижает ступеньки при обработке, обеспечивает гладкость при ламинации,
препятствует слипанию при вакуумной формовке

100 % нейлон

длина, см: 50



011
белый



001
черный



Article no.: 21 031

Рукав термоформованный с открытой манжетой, упаковка 1000 шт.

микросетчатое переплетение
снижает ступеньки при обработке, обеспечивает гладкость при ламинации,
препятствует слипанию при вакуумной формовке

100 % нейлон

длина, см: 110



011
белый



001
черный



Article no.: 21 100



Рукав ламинатный микросетчатого переплетения, шт.

микросетчатое переплетение
снижает ступеньки при обработке, обеспечивает гладкость при ламинации,
препятствует слипанию при вакуумной формовке

100 % нейлон

ширина, см: 7, 12



011
белый



Article no.: 50 600



Косметическая облицовка на культю голени, пара

бесшовный носок

80 % нейлон, 20 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001
черный



021
тел-
есный



015
сморок



027
хинин



Article no.: 50 650



Косметическая облицовка на культю бедра, пара

бесшовный носок, внутренняя силиконовая манжета,

85 % нейлон, 15 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001
черный



021
тел-
есный



015
сморок



027
хинин



Article no.: 80 000



Рубашка защитная для гипса, упаковка

прочная

95 % хлопок, 5 % эластан 

размеры: XS, S, M, L, универсальный, универсальный детский



021
тел-
есный



Article no.: 81 000

Внешняя защита для гипса (шорты) с чехлом под культю - набор, упаковка



прочная

100 % хлопок ☒

размеры: XS, S, M, L



Article no.: 82 000

Внешняя защита для гипса для экзартикуляции бедренного сустава, упаковка



прочная

100 % хлопок ☒

размеры: XS, S, M, L




Корректирующий текстиль

Article no.: 30 000



Ортез-рукав нижний без носка SENSICO™, шт.

защита кожи, амортизация для бандажей / ортезов, очень хорошее впитывание влаги

60 % хлопок, 20 % нейлон, 15 % лиоцелл, 5 % эластан  

длина, см: 65, 80

обхват: до 50 см



Article no.: 30 001



Ортез-рукав нижний силиконовый ламинатный SENSICO™, шт.

защита кожи, амортизация для бандажей / ортезов, очень хорошее впитывание влаги, внешний силикон препятствует поскальзыванию

60 % хлопок, 20 % нейлон, 15 % лиоцелл, 5 % эластан  

длина, см: 65, 80

обхват: до 50 см



Article no.: 30 101



Перчатка на кисть/предплечье без большого пальца, шт.

бесшовная

защита кожи, амортизация для бандажей / ортезов кисти

80 % хлопок, 20 % нейлон  




Article no.: 30 102



Перчатка на кисть/предплечье с большим пальцем, шт.

защита кожи, амортизация для бандажей / ортезов кисти

80 % хлопок, 20 % нейлон  



Корректирующий текстиль

Article no.: 30 103



Перчатка на кисть/предплечье с поддержкой разгибания пальцев, с большим пальцем, шт.

защита кожи, амортизация для бандажей / ортезов кисти

80 % хлопок, 20 % нейлон  



Article no.: 30 104



Перчатка на кисть/предплечье с поддержкой разгибания пальцев, без большого пальца, шт.

защита кожи, амортизация для бандажей / ортезов кисти

80 % хлопок, 20 % нейлон  



Article no.: 50 300




Ортез-носок хлопковый классический, шт.

без шва на большом пальце, обхват до 60 см ,

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 100 / размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 60 см



Article no.: 50 340




Ортез-носок хлопковый классический, шт.

без шва на большом пальце, обхват до 60 см ,

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 40 / размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 60 см



Корректирующий текстиль

Article no.: 50 350



Ортез-носок хлопковый классический, шт.

без шва на большом пальце, обхват до 60 см ,

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 50 / размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 60 см



001
черный



002
темно-синий



003
серый



004
беж



005
антрацит



011
белый



Article no.: 50 360



Ортез-носок хлопковый классический, шт.

без шва на большом пальце, обхват до 60 см ,

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 60 / размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 60 см



001
черный



002
темно-синий



003
серый



004
беж



005
антрацит



011
белый



Article no.: 50 370



Ортез-носок хлопковый классический, шт.

без шва на большом пальце, обхват до 60 см ,

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 70 / размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 60 см



001
черный



002
темно-синий



003
серый



004
беж



005
антрацит



011
белый



Article no.: 50 380



Ортез-носок хлопковый классический, шт.

без шва на большом пальце, обхват до 60 см ,

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 80 / размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 60 см



001
черный



002
темно-синий



003
серый



004
беж



005
антрацит



011
белый



Корректирующий текстиль

Article no.: 50 390



Ортез-носок хлопковый классический, шт.

без шва на большом пальце, обхват до 60 см ,

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 90 / размеры: 35-38, 39-42, 43-46,47-50

обхват: до 60 см



001
черный



002
темно-синий



003
серый



004
беж



005
антрацит



011
белый



Article no.: 50 400



Ортез-носок хлопковый, полный плюш (микроплюш), шт.

без шва на большом пальце, обхват до 60 см ,

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 100 / размеры: 35-38, 39-42, 43-46,47-50

обхват: до 60 см



001
черный



002
темно-синий



003
серый



004
беж



005
антрацит



011
белый



Article no.: 50 440



Ортез-носок хлопковый, полный плюш (микроплюш), шт.

без шва на большом пальце, обхват до 60 см ,

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 40 / размеры: 35-38, 39-42, 43-46,47-50

обхват: до 60 см



001
черный



002
темно-синий



003
серый



004
беж



005
антрацит



011
белый



Article no.: 50 450



Ортез-носок хлопковый, полный плюш (микроплюш), шт.

без шва на большом пальце, обхват до 60 см ,

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 50 / размеры: 35-38, 39-42, 43-46,47-50

обхват: до 60 см



001
черный



002
темно-синий



003
серый



004
беж



005
антрацит



011
белый



Корректирующий текстиль

Article no.: 50 460



Ортез-носок хлопковый, полный плюш (микроплюш), шт.

без шва на большом пальце, обхват до 60 см ,

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 60 / размеры: 35-38, 39-42, 43-46,47-50

обхват: до 60 см



001
черный



002
темно-синий



003
серый



004
беж



005
антрацит



011
белый



Article no.: 50 470



Ортез-носок хлопковый, полный плюш (микроплюш), шт.

без шва на большом пальце, обхват до 60 см ,

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 70 / размеры: 35-38, 39-42, 43-46,47-50

обхват: до 60 см



001
черный



002
темно-синий



003
серый



004
беж



005
антрацит



011
белый



Article no.: 50 480



Ортез-носок хлопковый, полный плюш (микроплюш), шт.

без шва на большом пальце, обхват до 60 см ,

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 80 / размеры: 35-38, 39-42, 43-46,47-50

обхват: до 60 см



001
черный



002
темно-синий



003
серый



004
беж



005
антрацит



011
белый



Article no.: 50 490



Ортез-носок хлопковый, полный плюш (микроплюш), шт.

без шва на большом пальце, обхват до 60 см ,

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина, см: 90 / размеры: 35-38, 39-42, 43-46,47-50

обхват: до 60 см



001
черный



002
темно-синий



003
серый



004
беж



005
антрацит



011
белый



Article no.: 51 120



Ортез-носок детский, шт.

без шва на большом пальце, полуплюшевый вариант,

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан 

размеры: 18-20, 21-23, 24-26, 27-30, 31-34, 35-38



002
темно-
синий



041
короле-
вский
синий



044
розов-
ый



011
белый





Нижнее белье

Удобство ношения с учетом особенностей фигуры

Сколиоз или вывих бедра: независимо от того, какой тип ортопедической помощи рассматривается, большинству пациентов не хватает правильного, продуманного нижнего белья. Каким бы сложным ни было заболевание, комфорт при ношении зачастую положительно влияет на принятие жизненной ситуации. Опираясь на эти знания, **ihle**[®] производит нижнее белье для корректирующих корсетов или протезов бедра:


- корсетные рубашки из бесшовного трикотажа, которые идеально сидят по фигуре, дышат и сохраняют форму.
- трусы, защищающие послеоперационные рубцы и плотно прилегающие к здоровой ноге.

Приятный на ощупь трикотаж для молодых и пожилых

Для того чтобы вашим пациентам было комфортно: изделия **ihle**[®] действуют словно «вторая кожа». Они износостойкие, эластичные и обладают температурно-влажностным эффектом. Бесшовное прилегание, возможность стирки при температуре до 60 градусов и стабильность формы являются само собой разумеющимися.

Обзор продукта – Нижнее белье

Нижнее белье



S. 31-34





Рубашка-корсет удлиненная для использующих корсет, с рукавами, шт.

без боковых швов

96 % хлопок, 4 % эластан

размеры: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL

011
белый



Рубашка-корсет Aktiv удлиненная для использующих корсет, с рукавами, шт.

без боковых швов

97 % полиэстер, 3 % эластан

размеры: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL

011
белый



Рубашка-корсет удлиненная для использующих корсет, широкие лямки, ушки для подмышек, V-образный вырез, шт.

без боковых швов

96 % хлопок, 4 % эластан

размеры: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL

011
белый



Рубашка-корсет Aktiv удлиненная для использующих корсет, широкие лямки, ушки для подмышек, V-образный вырез, шт.

без боковых швов

97 % полиэстер, 3 % эластан

размеры: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL

011
белый





Рубашка-корсет удлиненная для использующих корсет, с рукавами, скругленный V-образный вырез, шт.

без боковых швов

96 % хлопок, 4 % эластан

размеры: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL

011
белый



Рубашка-корсет Aktiv удлиненная для использующих корсет, с рукавами, V-образный вырез, шт.

без боковых швов

97 % полиэстер, 3 % эластан

размеры: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL

011
белый



Рубашка-корсет с тонкими лямками и ушками для подмышек, шт.

без боковых швов

96 % хлопок, 4 % эластан

размеры: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL

011
белый



Рубашка-корсет Aktiv с тонкими лямками и ушками для подмышек, шт.

без боковых швов#N/A

#N/A

97 % полиэстер, 3 % эластан

размеры: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL

011
белый





Рубашка-корсет удлиненная для использующих корсет, без рукавов, шт.

без боковых швов

96 % хлопок, 4 % эластан

размеры: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



Рубашка-корсет Aktiv удлиненная для использующих корсет, без рукавов, шт.

без боковых швов

97 % полиэстер, 3 % эластан

размеры: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



Боди с рукавами, шт.

без боковых швов

96 % хлопок, 4 % эластан

размеры: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



Боди Aktiv с рукавами, шт.

без боковых швов

97 % полиэстер, 3 % эластан

размеры: 110, 116, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164, S, M, L, XL, XXL



Нижнее белье





Диабет и проблемная стопа

Комфортные словно «вторая кожа»


Удобство на каждом шагу: чулочноносочные изделия для диабетиков **ihle**[®] были специально разработаны под ортопедическую обувь. Медицинский трикотаж гарантирует оптимальное, удобное прилегание и достаточное пространство для пальцев ног. Подобранные материалы и специально разработанная манжета предотвращают воспаления, места сдавливания и травмы.

Комфорт и защита в различной цветовой гамме

Все больше людей носят современную обувь, которая выполняет ортопедические функции и при этом хорошо выглядит. Благодаря продуманному трикотажу и подбору материалов кровь может свободно циркулировать в стопе и ноге. Это происходит потому, что чулочноносочные изделия для диабетиков **ihle**[®] не имеют никаких сдавливающих швов или других врезающихся участков. Наша продукция представлена в особенно широкой цветовой гамме, в различных вариантах посадки (от узких до лимфодемических), а также в виде носков при ампутациях передней части стопы (ампутация по Шопару и Лисфранку).

Обзор продукта – Диабет и проблемная стопа

Классика




S. 37-41

Комфорт




S. 42-43

Компрессионный чулок



S. 44

Вальгусная деформация большого пальца



S. 44

Ампутация по Шопару/Лисфранку



S. 45-48

Article no.: 40 000



Диабетический носок классический, пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина

нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 40 см



Article no.: 40 002



Диабетический носок с серебряным покрытием, пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина, содержит чистое серебро

нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

70 % хлопок, 15 % нейлон, 13 % нейлон с серебряным покр., 2 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 40 см



Article no.: 40 011



Диабетический носок сверхтонкий, пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, плотная вязка, тонкий вариант

нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

48 % нейлон, 47 % хлопок, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46

обхват: до 40 см



Article no.: 40 012



Диабетический носок в рубчик, пара

ребристая кайма, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина

нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 45 см



Article no.: 40 013



Диабетический носок шерстяной, пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина, натуральная шерсть
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

80 % натуральная шерсть, 15 % нейлон, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 40 см



Article no.: 40 015



Диабетический носок с серебряным покрытием сверхтонкий, пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, плотная вязка, тонкий вариант, содержит чистое серебро
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

50 % нейлон, 43 % нейлон с серебряным покр., 7 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 50 см



Article no.: 40 031



Диабетический носок сверхтонкий сверхширокий, пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, плотная вязка, тонкий вариант, растягивается в обхвате до 60 см
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

48 % нейлон, 47 % хлопок, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 60 см



Article no.: 40 033



Диабетический носок в рубчик сверхширокий, пара

ребристая кайма, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина, растягивается в обхвате до 50 см
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

75 % хлопок, 25 % нейлон  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 50 см



Article no.: 40 100



Диабетический гольф классический, пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина

нейтральный гольф для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 50 см



Article no.: 40 102



Диабетический гольф с серебряным покрытием, пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина, содержит чистое серебро

нейтральный гольф для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

70 % хлопок, 15 % нейлон, 13 % нейлон с серебряным покр., 2 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 45 см




Article no.: 40 111



Диабетический гольф сверхтонкий, пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, плотная вязка, тонкий вариант

нейтральный гольф для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

48 % нейлон, 47 % хлопок, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46



Article no.: 40 112



Диабетический гольф в рубчик, пара

ребристая кайма, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина

нейтральный гольф для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



Article no.: 40 113



Диабетический гольф шерстяной, пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина, натуральная шерсть
нейтральный гольф для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

80 % натуральная шерсть, 15 % нейлон, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001
черный



021
тел-
есный



Article no.: 40 115



Диабетический гольф с серебряным покрытием сверхтонкий, пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, плотная вязка, тонкий вариант, содержит чистое серебро
нейтральный гольф для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

50 % нейлон, 43 % нейлон с серебряным покр., 7 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 50 см



013
сереб-
ряно-
сый




Article no.: 40 133



Диабетический гольф в рубчик сверхширокий, пара

ребристая кайма, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина, растягивается в обхвате до 50 см
нейтральный гольф для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

75 % хлопок, 25 % нейлон  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001
черный



002
темно-
синий



004
беж



011
белый



021
тел-
есный



058
темно-
серый
меланж



059
светло-
серый
меланж



Article no.: 44 000



Детский диабетический носок классический, пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина узкий вариант
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

размеры: 18-20, 21-23, 24-26, 27-30, 31-34

обхват: до 30 см



011
белый



039
бирю-
зовый



044
розов-
ый



Article no.: 71 000



Диабетический носок SENSICO® классический, пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, уменьшает потоотделение
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных
стоп, носится с диабетической обувью

60 % хлопок, 20 % нейлон, 15 % лиоцелл, 5 % эластан 

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001
черный



002
темно-
синий



004
беж



005
антрацит



011
белый



021
тел-
есный



Article no.: 40 020



Диабетический носок полуплюш (махровый), пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, махровая подошва, паголенок - классическая вязка
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 40 см



Article no.: 40 040



Диабетический носок полный плюш (махровый), пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, полностью махровый
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 45 см



Article no.: 40 050




Диабетический носок сверхширокий, микроплюш, пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, полностью махровый, растягивается в обхвате до 60 см
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 60 см



Article no.: 40 120



Диабетический гольф полуплюш (махровый), пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, махровая подошва, паголенок - классическая вязка
нейтральный гольф для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



Article no.: 40 140



Диабетический гольф полный плюш (махровый), пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, полностью махровый нейтральный гольф для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 50 см



Article no.: 71 020



Диабетический носок SENSICO® полуплюш (махровый), пара

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, уменьшает потоотделение нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, носится с диабетической обувью

60 % хлопок, 20 % нейлон, 15 % лиоцелл, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



Компрессионный чулок / Вальгусная деформация большого пальца

Article no.: 10 101



Компрессионный чулок хлопковый, пара

ребристая кайма, рекомендуется для диабетиков,
легкая компрессия

75 % хлопок, 15 % нейлон, 10 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 50 см



Article no.: 10 103



Компрессионный чулок хлопковый с натуральной шерстью, пара

ребристая кайма, рекомендуется для диабетиков,
легкая компрессия

75 % натуральная шерсть, 15 % нейлон, 10 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 50 см



Article no.: 55 000



Носок для вальгусной деформации большого пальца, пара

окантовка, без резинки, отдельный большой палец из соображений комфорта

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 40 см



Ампутация по Шопару/Лисфранку

Article no.: 41 000




Носок при ампутации по Шопару/Лисфранку в рубчик с натуральной шерстью, шт.

ребристая кайма, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка, натуральная шерсть
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, предназначен для плотного облегания при ампутации по Шопару/Лисфранку

80 % натуральная шерсть, 20 % нейлон  

длина культи, см/размеры: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
обхват: до 42 см



Article no.: 43 000



Носок при ампутации по Шопару/Лисфранку классический, шт.

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина, укороченная стопа
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, предназначен для плотного облегания при ампутации по Шопару/Лисфранку

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

длина культи, см/размеры: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
обхват: до 40 см



Article no.: 43 002



Носок при ампутации по Шопару/Лисфранку с серебряным покрытием, шт.

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина, содержит чистое серебро, укороченная стопа
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, предназначен для плотного облегания при ампутации по Шопару/Лисфранку

70 % хлопок, 15 % нейлон, 13 % нейлон с серебряным покр., 2 % эластан  

длина культи, см/размеры: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
обхват: до 40 см



Article no.: 43 020



Носок при ампутации по Шопару/Лисфранку полуплюш (махровый), шт.

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, махровая подошва, паголенок - классическая вязка, укороченная стопа
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, предназначен для плотного облегания при ампутации по Шопару/Лисфранку

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина культи, см/размеры: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
обхват: до 40 см



Ампутация по Шопару/Лисфранку

Article no.: 43 040



Носок при ампутации по Шопару/Лисфранку полный плюш (махровый), шт.

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, полностью махровый, укороченная стопа
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, предназначен для плотного облегания при ампутации по Шопару/Лисфранку

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина культи, см/размеры: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
обхват: до 45 см



Article no.: 43 100



Гольф при ампутации по Шопару/Лисфранку классический, шт.

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина, укороченная стопа
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, предназначен для плотного облегания при ампутации по Шопару/Лисфранку

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

длина культи, см/размеры: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
обхват: до 50 см



Article no.: 43 102



Гольф при ампутации по Шопару/Лисфранку с серебряным покрытием, шт.

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, классическая вязка/толщина, содержит чистое серебро, укороченная стопа
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, предназначен для плотного облегания при ампутации по Шопару/Лисфранку

70 % хлопок, 15 % нейлон, 13 % нейлон с серебряным покр., 2 % эластан  

длина культи, см/размеры: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
обхват: до 50 см



Article no.: 43 120



Гольф при ампутации по Шопару/Лисфранку полуплюш (махровый), шт.

окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, махровая подошва, паголенок - классическая вязка, укороченная стопа
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, предназначен для плотного облегания при ампутации по Шопару/Лисфранку

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

длина культи, см/размеры: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50
обхват: до 50 см



Ампутация по Шопару/Лисфранку

Article no.: 43 140



Гольф при ампутации по Шопару/Лисфранку полный плюш (махровый), шт.



окантовка, без резинки, рекомендуется для диабетиков, полностью махровый, укороченная стопа
нейтральный носок для синдрома диабетической стопы и других чувствительных стоп, предназначен для плотного облегания при ампутации по Шопару/Лисфранку

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан 

длина культи, см/размеры: 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 50 см



001
черный



002
темно-синий



003
серый



004
беж



005
антрацит



008
коричневый



011
белый



021
телесный



052
бежевый меланж



053
денимовый синий меланж



058
темно-серый меланж



059
светло-серый меланж

Ампутация по Шопару/Лисфранку



носок ilo®

Удобная прогулка пешком

Функциональные чулочноносочные изделия стали неотъемлемой частью деловой жизни и спорта. Они производят впечатление надежных спутников, отличаются продуманными материалами и оказывают балансирующее воздействие на микроклимат стопы. Опираясь на потенциал чулочноносочных изделий для диабетиков, **ihle®** производит чулки и носки для повседневного использования, которые подходят практически для любых задач и идеально сидят благодаря ластичной кайме.

Отличный климат в любое время года

Холодные ноги – это абсолютно недопустимо; альпака и натуральная шерсть – эти пряжи обещают комфорт вплоть до самых кончиков пальцев. Все изделия линейки «носок **ilo®**» легко прилегают к ноге, не сдавливают ее и регулируют влажностный режим. Независимо от того, носят ли их вместе с походными ботинками, кроссовками или ботинками на шнуровке. Почувствуйте разницу!

Vue d'ensemble du produit – Chaussette ilo®

chaussettes classiques




S. 51-52

chaussettes de confort



S. 53

chaussettes de sport



S. 54-55

chaussettes rembourrées et chaussettes de lit



S. 56

Article no.: 50 000



Носок классический, пара

ребристая кайма, классическая вязка/толщина

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

обхват: до 45 см



Article no.: 50 013



Носок из натуральной шерсти, пара

ребристая кайма, классическая вязка, натуральная шерсть

80 % натуральная шерсть, 15 % нейлон, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



Article no.: 50 100



Гольф классический, пара

ребристая кайма, классическая вязка/толщина

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



Article no.: 52 000



Носок для сникеров, тонкий, пара

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



Article no.: 61 000



Носок хлопковый, пара

ребристая кайма, хлопковая нить

98 % хлопок, 2 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001
черный



002
темно-
синий



011
белый



021
тел-
есный





Article no.: 70 000



Носок SENSICO® классический, пара

ребристая кайма, уменьшает потоотделение,

60 % хлопок, 20 % нейлон, 15 % лиоцелл, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001
черный



002
темно-
синий



004
беж



005
антрацит



011
белый



021
тел-
есный



Article no.: 50 020



Носок полуплюш (махровый), пара

ребристая кайма, махровая подошва, паголенок - классическая вязка

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



Article no.: 50 040



Носок полный плюш (махровый), пара

ребристая кайма, полностью махровый

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



Article no.: 50 120



Гольф полуплюш (махровый), пара

ребристая кайма, махровая подошва, паголенок - классическая вязка

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



Article no.: 50 140



Гольф полный плюш (махровый), пара

ребристая кайма, полностью махровый

90 % хлопок, 8 % нейлон, 2 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



Article no.: 70 020




Носок SENSICO® полуплюш (махровый), пара

ребристая кайма, уменьшает потоотделение,

60 % хлопок, 20 % нейлон, 15 % лиоцелл, 5 % эластан

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



Article no.: 70 021



Носок для активного отдыха полуплюш (махровый), пара

уменьшает потоотделение,

80 % хлопок, 15 % нейлон, 5 % эластан

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50




Article no.: 70 021



Носок для активного отдыха полуплюш (махровый), пара

60 % хлопок, 20 % нейлон, 15 % лиоцелл, 5 % эластан

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



Article no.: 70 022



Спортивный носок Ihle плюш (махровый), пара

уменьшает потоотделение,

60 % хлопок, 20 % нейлон, 15 % лиоцелл, 5 % эластан

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50




Article no.: 70 025



Спортивный носок для кроссовок полуплюш (махровый), пара

уменьшает потоотделение,

60 % хлопок, 20 % нейлон, 15 % лиоцелл, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001
черный



002
темно-синий



004
беж



005
антрацит



011
белый



021
телесный




Article no.: 70 026



Спортивный носок для кроссовок полуплюш (махровый) с логотипом Ihle, пара

уменьшает потоотделение,

60 % хлопок, 20 % нейлон, 15 % лиоцелл, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



011
белый



004
беж



005
антрацит



Article no.: 73 025



Гольф SENSICO®, пара

ребристая кайма, уменьшает потоотделение,

60 % хлопок, 20 % нейлон, 15 % лиоцелл, 5 % эластан  

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001
черный



002
темно-синий



004
беж



005
антрацит



011
белый



Подушка и пижама

Article no.: 06 200

Носок ABS фротти (махровый), пара

ребристая кайма,
предотвращает поскользывание на гладких полах

85 % хлопок, 12 % нейлон, 3 % эластан 

размеры: 35-38, 39-42, 43-46, 47-50



001
черный



004
беж



011
белый



038
жел-
тый



039
брю-
зовый



040
крас-
ный



041
короле-
вский
синий



042
зеле-
ный



043
сирене-
вый



058
темно-
серый
меланж



059
светло-
серый
меланж



 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> Ihle Strumpf GmbH Gewerbepark Heinzebank Reuterweg 1 09429 Wolkenstein </div>	<h2 style="margin: 0;">Bestellformular</h2> <h3 style="margin: 0;">Sonderanfertigung</h3> <p style="margin: 0;">FAX: (+49) 03 73 69/84 69 19</p>	<p>Maßblatt</p> <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">2</h1> <p style="font-size: 0.8em; margin: 0;">Prothetic/Orthetic</p>
--	---	---

Besteller/Rechnungsanschrift:

Lieferanschrift
(falls abweichend):

Firma

Firma

Straße

Straße

PLZ Ort

PLZ Ort

Ansprechpartner

Telefon-Nr.

Fax-Nr.


Kunden-Nr.

Kommission

Qualität: Referenz-Artikel-Nr. laut Katalog angeben:

Maßblatt-Nr.: **MB-**

Anzahl:



Sonstige Angaben:


 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> Ihle Strumpf GmbH Gewerbepark Heinzebank Reuterweg 1 09429 Wolkenstein </div>	<h2 style="margin: 0;">Bestellformular</h2> <h3 style="margin: 0;">Sonderanfertigung</h3> <p style="margin: 0;">FAX: (+49) 03 73 69/84 69 19</p>	<h3 style="margin: 0;">Maßblatt</h3> <h1 style="margin: 0;">3</h1> <p style="margin: 0; font-size: small;">Prothetic/Orthetic</p>
--	---	---

<i>Besteller/Rechnungsanschrift:</i>		<i>Lieferanschrift</i> <i>(falls abweichend):</i>	
<i>Firma</i>		<i>Firma</i>	
<i>Straße</i>		<i>Straße</i>	
<i>PLZ</i>	<i>Ort</i>	<i>PLZ</i>	<i>Ort</i>
<i>Ansprechpartner</i>		<i>Telefon-Nr.</i>	<i>Fax-Nr.</i>
<i>Kunden-Nr.</i>		<i>Kommission</i>	

Qualität: Referenz-Artikel-Nr. laut Katalog angeben:

Maßblatt-Nr.: **MB-** **Anzahl:**

Armstrumpf rechts links



Sonstige Angaben: